DR. LABO

医療機関向け
臨床検査システム
DR.LABO(ドクター・ラボ)のご案内

DR.LABO（ドクターラボ）は医療機関の先生（DR.）と
検査センター（LABO）をつなぐための臨床検査システムです。
先生・スタッフ・患者様にとってお役に立てるシステムを目指します。


EML

遠州密着型検査センター
株式会社イーエムエル

〒430-0856
静岡県浜松市中央区中島４丁目16-10
TEL：053-411-2300　FAX：053-411-2305
URL：https://www.eml-inc.com

臨床検査システムDR.LABO

DR.LABO（ドクターラボ）は医療機関の先生（DR.）と検査センター（LABO）をつなぐための臨床検査システムです。



※1：現在対応済の電子カルテ（敬称略順不同）：ドクターソフト
※2：現在対応済の電子カルテ（敬称略順不同）：TOSMEC、MEDICOM、RS－BASE、CMS、セコム、HOPE、ワイズマン、M3デジカル、エクセル・クリエイツ、日本事務器、EMシステムズ
※3：現在対応済の電子カルテ（敬称略順不同）：TOSMEC、MEDICOM、ダイナミクス、セコム　ワイズマン、M3デジカル、エクセル・クリエイツ、EMシステムズ
　　現在対応予定の電子カルテ（敬称略順不同）：レスコ
※4：健診結果表を出力する場合はEXCELを使用しますのでMicrosoft Officeが必要となります。

2026.11.02現在

TOP画面（一覧タブ選択状態）




各種の日付で検索できます。
結果出力時は【未出力】を選択してから【出力】をクリックします。

TOP画面（患者名タブ選択状態）



カルテ番号または患者名で検索できます。
患者名はカタカナ、ひらがな、全角、半角いずれで入力しても検索されます。


患者一覧（基本機能）



項目名	ｻﾝﾌﾟﾙ ｺｳｼﾞ 11718	ｻﾝﾌﾟﾙ ﾐﾉﾙ 12078	ｻﾝﾌﾟﾙ ｱｹﾐ 11279	ｻﾝﾌﾟﾙ ﾋﾛｺ 1081	ｻﾝﾌﾟﾙ ｱｷｺ 1381	ｻﾝﾌﾟﾙ ﾐﾂﾙ 14325	ｻﾝﾌﾟﾙ ｶﾂｼﾞ 2800	ｻﾝﾌﾟﾙ ﾔｽｵ 17333	項目名
尿　酸							H7.7	L3.6	尿　酸
総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ			H236	H236					総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ			H155	H163					LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
中性脂肪				H177			H202		中性脂肪
γ-ＧＴＰ							H156		γ-ＧＴＰ
ＬＡＰ							H71		ＬＡＰ
血　糖	H145				H110		H169	H252	血　糖
ＨｂＡ１ｃ	H7.9	H7.6		H7.4	H7.6	H6.3	H8.6	H12.2	ＨｂＡ１ｃ
血小板数							H42.5		血小板数
糖定性							H(2+)		糖定性
ｹﾄﾝ体定性							H(+-)		ｹﾄﾝ体定性
潜血		H(+-)				H(+-)			潜血

一覧（日付）または患者検索の検索結果が表示されます。
上記は【項目マトリックス】および【異常値のみ】にチェックした後の状態で
ある日の患者様の異常値項目のみを一覧形式で表示したものです。

結果項目（基本機能）




項目名	20200108	20191106	20190804	20190703	20190523	20190508	20190306	20190109	20181114	20180926	20180801	20180606	20180411	20180310	201802
総ﾀﾝﾊﾟｸ	7.1	7.2	6.9	L 6.4	6.7	7.2	6.9	6.8	6.8	L 6.6	7.1	L 6.6	7.2	7.2	7
ｱﾙﾌﾞﾐﾝ					3.8							L 3.4			
BUN	20.2	H 22.8	19.0	H 23.7		18	21	22	19	19	22	H 26	18	H 23	H
ｸﾚｱﾁﾆﾝ															
尿 酸	3.2	3.3	2.6	3.2		3.3	3.2	3.2	3.1	3.5	3.9	3.2	2.7	2.7	2
総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	H 297	H 291	H 257	H 248		H 292	H 282	H 276	H 304	H 265	H 287	H 253	H 263	H 308	H
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	91	87	71	70		90	88	89	92	78	87	69	76	H 101	
LDL-C(ｹｲｻﾝ)															
LDL-C Fｼｷ	H 196	H 187	H 163	H 167		H 190	H 180	H 177	H 195	H 163	H 185	133	H 159	H 191	H
中性脂肪	49	84	112	54		58	70	49	85	121	74	H 256	141	80	
ＺＴＴ															
総 ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ	0.8	0.7	0.6	0.5		0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0
AST(GOT)	23	23	23	22		24	24	20	21	19	18	21	25	20	H
ALT(GPT)	10	12	10	10		11	10	11	12	11	10	13	11	12	
ｶﾞﾝGTP	13	17	14	13		16	14	17	15	14	15	14	15	15	
ＡＬＰ	202	207	198	190		214	181	212	192	145	188	209	213	228	2
ＬＤＨ	H 294	H 298		H 300		H 308	H 300	232	230	178	223	195	H 352	196	H
Ｆｅ（鉄）	146	128	124	96		93	120	89	73	86	99	118	75		
ＣＲＰ定量	0.04	0.05	0.11	0.08	0.01	0.06	0.08	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.10	0.03	0.
白血球数	4600	5900	6300	5000	4900	6200	5600	5200	ｷﾞﾖｳｺ	5200	5400	5200	5500	5900	57
赤血球数	392	404	L 367	L 352	L 361	401	385	394	ｷﾞﾖｳｺ	L 358	400	400	381	408	4
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	11.9	12.2	11.4	L 11.2	11.4	12.1	11.8	12.0	ｷﾞﾖｳｺ	L 11.1	12.1	12.1	11.7	12.3	12
ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ	36.8	38.0	34.8	L 33.0	34.3	38.1	36.4	36.4	ｷﾞﾖｳｺ	L 33.3	37.1	37.9	35.6	37.9	37
MCV	94	94	95	94	95	95	95	92	ｷﾞﾖｳｺ	93	93	95	93	93	
MCH	30.4	30.2	31.1	31.8	31.6	30.2	30.6	30.5	ｷﾞﾖｳｺ	31.1	30.3	30.2	30.7	30.1	30

結果画面はすべてこの画面で操作します。
上記は【時系列】および【グラフ表示】にチェックしグラフ表示したい項目をクリックした後の状態です。

画像表示（オプション）

A1C					
ガラス板法 ﾔ					
TPHA 定性			(-)		
ＲＰＲ定性			(-)		
HBsAG(CLIA)					
判 定			(-)		
測定値			0.05		0
PSA (CLIA)		2.65		2.22	
ＨＣＶ抗体					
判 定			(-)		
測定値			0.1		
ＨＢｓ抗原					
判 定					
測定値					
ｲﾝｽﾘﾝ CLIA					
ＨＣＶ抗体					
判 定					
測定値					
細胞診	画像				

画像レポート（PDF）



電子カルテに保存するため
PDFファイルに出力することができます。
スキャナーで読み取る手間が省けます。

新着通知（ご希望により）




新たに検査結果が登録されると上記のように表示することができます。
また、先生のLINEまたはメールにその旨を通知することができます。


LINEの場合



メールの場合




新着確認画面（ご希望により）



項目名	ｻﾝﾌﾟﾙ キミエ 13688027	ｻﾝﾌﾟﾙ キヨト 11279698	ｻﾝﾌﾟﾙ タカヒサ 11483202	ｻﾝﾌﾟﾙ マサヒロ 12716873	ｻﾝﾌﾟﾙ トシコ 12527477	ｻﾝﾌﾟﾙ ヨシオ 11941259	ｻﾝﾌﾟﾙ ノボﾙ 12815594	ｻﾝﾌﾟﾙ マサトシ 13500797	ｻﾝﾌﾟﾙ ミチコ 13675938	ｻﾝﾌﾟﾙ カツユキ 13331978	ｻﾝﾌﾟﾙ ミチコ 12922412	項目名
総タンパク	7.1	L6.6	L6.6	7.0	7.4	7.9	6.9	7.2	7.3	7.1	6.7	総タンパク
アルブミン	4.3	3.9	4.1	4.5	4.2	4.3	4.3	L3.2	4.0	4.2	4.2	アルブミン
ＢＵＮ	11.2	11.7	H25.9	14.3	9.0	18.1	11.5	15.1	18.1	12.2	20.6	ＢＵＮ
ｸﾚｱﾁﾆﾝ	0.60	0.72	H1.26	1.01	0.61	H1.28	0.85	H1.19	H0.88	0.90	0.57	ｸﾚｱﾁﾆﾝ
ｅＧＦＲ	73.7	77.9	42.8	60.7	72.1	42.4	67.1	46.1	47.2	64.5	78.3	ｅＧＦＲ
尿　酸	3.7	5.5	5.8	6.3	5.0	5.2	5.2	5.0	5.4	4.6	L2.3	尿　酸
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	48	54	41	46	45	L32	59	L32	75	55	59	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120	100	130	87	L68	94	101	76	109	L48	103	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
中性脂肪	97	123	H251	141	66	H203	102	135	74	H263	H246	中性脂肪
AST(GOT)	21	25	16	32	25	H73	28	14	21	36	20	AST(GOT)
ALT(GPT)	19	14	10	H52	20	H56	25	14	13	32	15	ALT(GPT)
γ-ＧＴＰ	19	20	23	H76	16	41	22	28	14	H88	10	γ-ＧＴＰ
ＬＤＨ	231	207	179	225	201	198	191	181	224	207	211	ＬＤＨ
ＣＫ(CPK)	109	115	74	133	74	66	154	148	110	H285	167	ＣＫ(CPK)
Ｎａ ﾅﾄﾘｳﾑ	144	142	143	142	144	140	138	L134	141	144	142	Ｎａ ﾅﾄﾘｳﾑ
Ｋ　ｶﾘｳﾑ	4.3	4.0	4.7	3.9	4.4	4.0	4.0	4.4	L3.4	3.8	4.2	Ｋ　ｶﾘｳﾑ
Ｃｌ ｸﾛｰﾙ	108	105	H109	104	105	104	103	100	104	105	105	Ｃｌ ｸﾛｰﾙ
Ｃｒ （尿）						105.9						Ｃｒ （尿）
Ｎａ （尿）						112						Ｎａ （尿）
白血球数	4000	5400	5900	6200	4400	4100	5000	6400	6200	5100	6100	白血球数
赤血球数	396	443	442	496	469	543	L399	445	432	427	419	赤血球数
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	11.9	13.9	13.6	14.4	12.9	15.9	L12.1	L12.6	12.8	13.8	L10.7	ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ
ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ	37.2	42.1	41.6	45.3	41.2	51.2	L37.5	L39.5	38.4	42.2	33.5	ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ
MCV	94	95	94	91	88	94	94	89	89	99	80	MCV
MCH	30.1	31.4	30.8	29.0	27.5	29.3	30.3	28.3	29.6	32.3	L25.5	MCH
MCHC	32.0	33.0	32.7	31.8	31.3	L31.1	32.3	31.9	33.3	32.7	31.9	MCHC
血小板数	30.0	23.9	16.6	23.1	18.3	28.6	29.7	24.9	22.1	14.6	33.7	血小板数
ＢＮＰ		H130.9	H36.1				H36.6	H32.6	H92.1	H33.3		ＢＮＰ

新着項目を一覧形式で表示できます。

健診結果表入力画面（基本機能）



健診結果を入力するための画面です。
血液検査の結果は自動で表示されます。
身長、体重、心電図所見などを入力していただきます。
所見はマスタ化できますので使い込むほど入力が早くなります。
判定は自動で行います。判定域は先生独自に設定することができます。
健診結果表はEXCELでデザインしますのでMicrosoft Officeが必要となります。

健診結果表のイメージ（基本機能）

簡易型サンプル

様式第3号（第3条関係）

健 康 診 断 書

氏名	サンプル サチコ サンプル 幸子	健診年月日	2019年12月13日	性別	女
		生年月日	S24年10月19日	年齢	70 歳

既往歴	なし	血圧 (mmHg)		128 ／ 76	
自覚症状	なし	貧血検査	血色素量 (g/dL)		13.6
他覚症状	所見なし		赤血球数 (万/mm³)		
身長	152.5 cm	肝機能検査	AST (IU/L)		
体重	56.5 kg		ALT (IU/L)		
腹囲	cm		γ－GTP (IU/L)		
視力 右	0.4 ( )	血中脂質検査	中性脂肪 (mg/dL)		
視力 左	1.2 ( )		HDLコレステロール(mg/dL)		
聴力 右 1000Hz	所見なし		LDLコレステロール(mg/dL)		
聴力 右 4000Hz	所見なし	血糖検査 (mg/dL)			
聴力 左 1000Hz	所見なし	尿検査	糖		
聴力 左 4000Hz	所見なし		蛋白		
胸部X線検査	直接 撮影日 R1年12月13日 異常なし	心電図検査			
医師の指示及び注意事項	総コレステロールに軽度の異常を認めますが就労に				
備考					

医療機関所在地 435-0048
静岡県浜松市東区

医療機関名 サンプルクリニック

医師名 サンプル医師

健診結果表は2種類（簡易型、詳細型）までご用意できます。

詳細型サンプル

健康診断結果報告書

435-0048
静岡県浜松市東区上西町１０９９

電話 053-411-2300　サンプルクリニック　医師名 サンプル医師　印

氏名	サンプル サチコ サンプル 幸子 様		
性別	女	生年月日	S24年10月19日
個人ＩＤ	16404	年齢	70 歳
診察券番号		血液型	
検診日	2019年12月13日	特記事項	

総合判定 B

総コレステロールに軽度の異常を認めますが就労には支障はありません。

血液検査の基準値は空腹時の表示です　判定医： サンプル医師

判定： A 異常なし　B 軽度異常　C 要経過観察　D 要治療　E 要精検　F 治療継続
（１年後健診を）

種目	検査種目		基準値	2019年12月13日 判定	今回	前回	前々回
身体計測	身長(cm)				152.5		
	体重(kg)				56.5		
	標準体重(kg)				51.2		
	肥満度(%)		-10～10	H	10.4		
	ＢＭＩ		18.5～24.9		24.3		
	腹囲(cm)		89.9以下				
血圧	最高血圧		90～139	A	128		
	最低血圧		1～89		76		
聴力	1000Hz	右	1～30	A	所見なし		
		左	1～30		所見なし		
	4000Hz	右	1～40		所見なし		
		左	1～40		所見なし		
	会話法		所見なし				
視力	裸眼	右	両眼で0.7以上		0.4		
		左			1.2		
	矯正	右					
		左					
	色覚		所見なし				
尿一般	尿糖		(－)	A	(－)		
	蛋白		(－)		(－)		
	潜血		(－)		(－)		
	ウロビリ		(+-)				
尿沈渣	赤血球						
	白血球						
	細菌						
	扁平上皮						
胃炎関連	ピロリ抗体		9.9以下				
便潜血	免疫潜血		(－)				
	免疫潜血１回		(－)				
	免疫潜血２回		(－)				
喀痰	細胞診1回						
	細胞診2回						

問診

飲酒歴　現病歴
喫煙歴　自覚症状　なし
業務歴　冠動脈疾患の家族歴
既往歴　なし


胸部説明図



	判定	今回	判定	前回	判定	前々回
心電図	A	異常なし				
胸部X線	A	異常なし				
腹部超音波						
胃カメラ						
他覚症状	A	所見なし				


種目	検査項目	基準値	判定	今回	前回	前々回
血液一般	赤血球	376～500	A	458		
	白血球	3500～9100		5000		
	ヘモグロビン	11.3～15.2		13.6		
	ヘマトクリット	33.4～44.9		41.4		
	血小板	13.0～36.9		31.8		
肝胆膵機能	ＧＯＴ	10～40	A	29		
	ＧＰＴ	5～45		26		
	γ-ＧＴＰ	1～45		25		
	総ビリルビン	0.2～1.1				
	ＡＬＰ	110～360				
	総蛋白	6.7～8.3				
	ＬＤＨ	115～245				
	アミラーゼ	37～125				
腎機能	ＢＵＮ	8～22				
	クレアチニン	0.47～0.79				
	尿酸	2.5～7.0				
脂質	総コレステロール	130～219	B	H 227		
	中性脂肪	35～149		43		
	ＨＤＬコレステロール	40～96		79		
	ＬＤＬコレステロール	70～139				
糖代謝	血糖(空腹)	70～109	A	91		
	血糖(随時)	60～140				
	ＨｂＡ１ｃ(NGSP)	4.6～6.2				
電解質	Ｎａ	136～147				
	Ｋ	3.6～5.0				
炎症反応	ＣＲＰ	0.30以下				
筋原酵素	ＣＰＫ	45～210				
肝炎ウイルス	ＨＢｓ抗原	(－)				
	ＨＢｓ抗体	8未満				
	ＨＣＶ抗体	(－)				
腫瘍マーカー	ＰＳＡ	0.01～4.00				
	ＣＥＡ	0.01～5.00				
	ＣＡ１９－９					
甲状腺機能	ＴＳＨ	0.35～3.73				
	ＦＴ４	0.95～1.74				
	ＦＴ３	2.2～4.1				

依頼項目（オーダリング対応オプション）



電子カルテを導入されている医療機関様において
オーダリング対応すると検体ラベルを自動で出力することができます。
スタッフの方がスピッツに患者名を書く手間が省けます。
上記の画面は依頼確認画面です。通常は確認する必要はありません。
※：依頼をキャンセル　※※：ラベルを再出力する場合に使用します。

検体ラベル








ラベルプリンタから必要なスピッツ名称で出力されます。



ラベルプリンタ
およびロールラベルは
ご用意いたします
（ブラザー　QL-800）

検体受領書（オーダリング対応オプション）



依頼日	依頼seq	ｶﾙﾃ番号	患者名	性別	年齢	受付番号	依頼取込日時	至急	採取時刻	ｵｰﾀﾞｰ番号	採取日	ｷｬﾝｾﾙ	茶：生化学（９ｃｃ）	汎用滅菌容器：尿	灰：血糖（２ｃｃ）	便血ＬＰＬＡ
20200121	33533001	11209	ｻﾝﾌﾟﾙ ﾊﾙﾋｻ	1	79	63	20200121090425	0	0903		20200121	0				2
20200121	33533002	5631	ｻﾝﾌﾟﾙ ﾕﾐ	2	59	64	20200121095026	0	0948		20200121	0			1	
20200121	33533003	822	ｻﾝﾌﾟﾙ ﾀﾛｳ	1	74	65	20200121104042	0	1031		20200121	0	1	1	1	
20200121	33533004	3368	ｻﾝﾌﾟﾙ ﾖｼﾉﾘ	1	70	66	20200121110848	0	1104		20200121	0			1	
20200121	33533005	2295	ｻﾝﾌﾟﾙ ｱｲｺ	2	65	67	20200121113203	0	1128		20200121	0	1			
20200121	33533006	7531	ｻﾝﾌﾟﾙ ｹﾝｼﾞ	1	87	68	20200121114317	0	1141		20200121	0			1	
20200121	33533007	10657	ｻﾝﾌﾟﾙ ﾕｳｺ	2	53	69	20200121115143	0	1147		20200121	0	1			
合計											本数		3	1	4	2

オーダリング対応の場合は
検体受領書を出力していただき患者名と検体本数を確認していただき
提出印にサインまたは押印していただきます。
弊社の集配の者が検体回収時に患者名と検体を確認し受領印にサインします。


患者さんのスマホで結果参照


検査結果表　1 / 1

サンプルクリニック

項目名	2026 1031	2026 0903	2026 0711	2026 0518	2026 0328	2026 0205	2025 1213	2025 1029	2025 0904	2025 0707	2025 0517	2025 0405	2025 0228	2025 0117	2024 1130	2024 1026	2024 0928	2024 0727	2024 0525	2024 0406	基準値
体重	87.5	91.2																			
総ﾀﾝﾊﾟｸ	7.8	7.2	7.1																		6.5～8.2 g/dL
ｱﾙﾌﾞﾐﾝ	4.8	4.6	4.6	5.1	4.6	4.7	4.8	5.0	4.9	4.4	4.6	4.8	4.4	4.7	4.4	4.6	4.5	4.7	4.6	4.8	3.8～5.2 g/dL
BUN	H 26.8	18.0	16.0	18.4	H 20.5	H 21.0	H 21.7	H 24.5	18.4	14.6	18.1	H 22.0	14.5	16.0	18.7	15.9	H 22.2	H 24.5	H 20.9	H 26.8	8～20 mg/dL
ｸﾚｱﾁﾆﾝ	H 1.40	H 1.32	H 1.29	H 1.36	H 1.29	H 1.39	H 1.25	H 1.47	H 1.32	H 1.19	H 1.27	H 1.31	H 1.15	H 1.16	H 1.23	H 1.15	H 1.46	H 1.31	H 1.23	H 1.28	0.65～1.09 mg/dL
eGFR	L 43.4	46.6	47.8	45.1	47.8	44.0	49.5	41.4	46.9	52.5	48.9	47.3	54.5	54.0	50.6	54.5	42.2	47.5	50.9	48.8	60～9999
尿　酸	7.0	6.1	6.5	6.6	6.4	6.4	H 7.1	7.0	5.9	5.5	H 7.1	6.2	4.5	5.2	6.2	4.7	6.0	H 7.1	6.2	H 7.1	3.6～7.0 mg/dL
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	115	94	110	109	92	81	98	95	107	89	92	91	80	92	L 61	71	94	92	94	107	70～139 mg/dL
中性脂肪	84	138	83	110	58	80	80	H 191	118	H 180	73	73	142	103	55	102	140	60	H 183	H 151	50～149 mg/dL
総 ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ	H 2.0	1.1	H 2.0	H 1.5	H 1.5	1.2	1.1	H 1.4	1.2	0.7	H 1.5	H 1.7	0.8	1.2	1.1	1.0	H 1.6	H 1.8	0.9	1.2	0.3～1.2 mg/dL
AST(GOT)	21	17	21	17	16	23	17	16	24	15	19	19	15	14	16	22	17	18	17	16	10～40 U/L
ALT(GPT)	19	23	22	22	16	23	23	21	20	13	21	19	19	18	15	21	20	19	17	19	5～45 U/L
ｱ-GTP	25	23	20	21	19	16	21	27	27	18	17	19	18	20	16	18	26	25	20	25	0～79 U/L
ALP(IFCC)	92	75	73	75	72	69	77	85	75	62	63	65	74	68	60	62	93	59	62	72	38～113 U/L
LD(IFCC)	178	143	186	144	134	147	132	137	240	160	141	138	123	L 119	133	150	144	148	147	141	120～245 U/L
CK(CPK)	111	93	112	85	99	230	149	105	100	62	129	129	102	135	117	H 337	147	124	114	108	50～230 U/L
ｱﾐﾗｰｾﾞ	44	54	L 37	42	50	L 36	53	42	42	41	49	106	43	L 34	83	L 36	72	51	121	42	39～134 U/L
Na ﾅﾄﾘｳﾑ	138	137	140	145	141	143	142	138	136	144	141	141	141	137	144	143	138	139	141	136	135～145 mEq/L
K　ｶﾘｳﾑ	4.5	4.4	4.5	3.7	4.1	4.3	4.0	4.4	4.6	3.9	4.5	4.6	4.2	4.7	4.6	4.2	4.4	4.2	3.8	4.5	3.5～5.0 mEq/L
Ca ｶﾙｼｳﾑ	10.2	10.1	9.5																		8.6～10.2 mg/dL
HbA1c	H 8.6	H 7.9	H 7.3																		4.6～6.2 %
白血球数	H 10680	9700	8390	9550	8370	8200	9660	8100	H 9720	6800	7950	7870	8810	6980	7260	7720	7500	8580	9180	6540	3500～9700 /mcL
赤血球数	570	526	527	573	521	517	528	573	546	495	551	548	491	512	459	497	502	545	528	540	438～577 X10^4
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	17.8	16.6	16.6	18.0	16.6	16.4	16.8	18.2	17.0	15.6	16.7	17.1	15.1	16.0	14.7	15.5	15.8	17.2	16.6	16.7	13.6～18.3 g/dL
ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ	H 52.2	47.6	47.2	50.6	46.9	47.7	48.4	H 52.6	48.4	46.0	49.8	49.1	44.4	45.8	42.4	45.3	45.2	49.7	50.6	48.4	40.4～51.9 %
血小板数	29.0	23.5	22.8	24.1	25.4	25.9	27.1	26.4	35.8	23.7	23.4	27.7	22.0	22.6	23.6	24.3	27.0	25.4	23.7	23.3	14.0～37.9 X10^4

医療機関のDR.LABOで
出力されたQRコード（A4コピー紙）





患者さんがご自宅で
検査結果を参照できます

患者属性は一切ありません